

NUEVO



# FreeStyle Libre 2

## FÁCIL PARA SUS USUARIOS:

Ahora con lecturas automáticas de glucosa en tiempo real, minuto a minuto directo en su celular.



Sus usuarios pueden registrarse para recibir información sobre el Sistema FreeStyle Libre 2:



### Registro usuarios

Escaneando el código QR, pueden ser los primeros en enterarse de todo lo que necesitan saber del Sistema FSL2



### ¿Aún no tienes FreeStyle LibreLink?

Escaneando el código QR pueden descargar o actualizar la App gratuita FreeStyle Libre Link



Tenemos apoyo educativo para los pacientes, sólo escaneen el QR solicitando educación y serán contactados por nuestras educadoras.

 **Abbott**  
life. to the fullest.

# La familia FreeStyle Libre está ayudando a más de 5 millones de personas en el mundo<sup>1</sup>.



## FreeStyle Libre



## FreeStyle Libre 2 Plus

Escaneo necesario	Lecturas de glucosa enviadas automáticamente a tu celular
Escaneo obligatorio	Alarmas opcionales para hipoglicemias e hiperglicemias <sup>2</sup>
Lecturas a través de escaneos	Lecturas a través de escaneos y bluetooth
14 días de duración	15 días de duración
Indicado sólo para personas con diabetes	Indicado para personas con o sin diabetes <sup>6</sup>
Para niños a partir de 4 años	Para niños a partir de 2 años
MARD 9,2%	MARD 8,2% <sup>3</sup>
Compatible con Lector y App FreeStyle LibreLink	Compatible con App FreeStyle LibreLink <sup>4</sup>



**Dimensión:** 35 x 5mm

**Almacenamiento Histórico:** 8 horas

**Resistencia al agua:** Natación, baño y ejercicio físicos<sup>5</sup>

**Zona de aplicación:** Parte posterior superior del brazo

**Aplicación:** Uso único, aplicador + sensor



**Abbott**  
life. to the fullest.

1. Datos basados en la cantidad de usuarios en todo el mundo de la familia de MCG personales FreeStyle Libre en comparación con la cantidad de usuarios de otras marcas líderes de MCG personales y en dólares de ventas de MCG en comparación con otras marcas líderes de MCG personales. 2. La versión 2.11.1 de la aplicación FreeStyle LibreLink introduce alarmas de glucosa opcionales cuando se utiliza con un sensor FreeStyle Libre 2 Plus. Debe habilitar la configuración adecuada en su teléfono inteligente para recibir alarmas y alertas. Las notificaciones solo se recibirán cuando las alarmas estén encendidas y el sensor esté a menos de 6 mt sin obstrucciones del dispositivo de lectura. Debe habilitar la configuración adecuada en su teléfono inteligente para recibir alarmas y alertas, consulte el Manual del usuario de FreeStyle Libre 2 para obtener más información. 3.\*MARD (mean absolute relative difference - diferencia relativa absoluta media) se compara con los valores de referencia de YSI (Yellow Springs Instrument) Datos en archivo, Abbott Diabetes Care, Inc. Hoss, U. Journal of Diabetes Science and Technology (2014): <https://doi.org/10.1177/1932296813511747>. 4. La aplicación FreeStyle LibreLink solo es compatible con ciertos dispositivos móviles y sistemas operativos. Consulte nuestro sitio web para obtener más información sobre la compatibilidad del dispositivo antes de usar la aplicación. El uso de la aplicación FreeStyle LibreLink puede requerir el registro en LibreView. Ante la menor duda consulte a su médico. 5. El sensor FreeStyle Libre 2 Plus es resistente al agua, hasta un metro de profundidad. No sumergir durante más de 30 minutos. 6. El sistema FreeStyle Libre 2 está indicado para su uso en personas con o sin diabetes de 2 años en adelante. La cubierta del sensor FreeStyle Libre, y las marcas relacionadas son marcas de Abbott. Abbott Laboratories Chile, Ltda. ©2024 Abbott ADC-93324 v1.0

## Legales de documento

1. Datos basados en la cantidad de usuarios en todo el mundo de la familia de MCG personales FreeStyle Libre en comparación con la cantidad de usuarios de otras marcas líderes de MCG personales y en dólares de ventas de MCG en comparación con otras marcas líderes de MCG personales. 2. La versión 2.11.1 de la aplicación FreeStyle LibreLink introduce alarmas de glucosa opcionales cuando se utiliza con un sensor FreeStyle Libre 2 Plus. Debe habilitar la configuración adecuada en su teléfono inteligente para recibir alarmas y alertas. Las notificaciones solo se recibirán cuando las alarmas estén encendidas y el sensor esté a menos de 6 mt sin obstrucciones del dispositivo de lectura. Debe habilitar la configuración adecuada en su teléfono inteligente para recibir alarmas y alertas, consulte el Manual del usuario de FreeStyle Libre 2 para obtener más información. 3.\*MARD (mean absolute relative difference - diferencia relativa absoluta media) se compara con los valores de referencia de YSI (Yellow Springs Instrument) Datos en archivo, Abbott Diabetes Care, Inc. Hoss, U. Journal of Diabetes Science and Technology (2014): <https://doi.org/10.1177/1932296813511747>. 4.La aplicación FreeStyle LibreLink solo es compatible con ciertos dispositivos móviles y sistemas operativos. Consulte nuestro sitio web para obtener más información sobre la compatibilidad del dispositivo antes de usar la aplicación. El uso de la aplicación FreeStyle LibreLink puede requerir el registro en LibreView. Ante la menor duda consulte a su médico. 5. El sensor FreeStyle Libre 2 Plus es resistente al agua, hasta un metro de profundidad. No sumergir durante más de 30 minutos. 6. El sistema FreeStyle Libre 2 está indicado para su uso en personas con o sin diabetes de 2 años en adelante. La cubierta del sensor FreeStyle Libre, y las marcas relacionadas son marcas de Abbott. Abbott Laboratories Chile, Ltda. ©2024 Abbott ADC-93324 v1.0